

NOVA™

Merivaara Nova 2680 luku- ja ruokailupöytä

Kevyt ja käytännöllinen



Luku- ja ruokailutaso Nova 2680 on käytännöllinen ratkaisu sairaala- tai hoivasängyn apuvälineeksi. Taso tulee tarpeeksi pitkälle sängyn päälle, jotta sitä on mukava käyttää. Tuotetta on helppo varastoida: ruokalevy alas taitettuna tasoja saa näppärästi peräkkäin jonoon.

Tekniset tiedot ja ominaisuudet

Runko	Eloksoitua alumiiniprofiilia ja komposiittimuovia
Leveys	78 cm (62 cm luku- ja ruokailutaso alas laskettuna)
Syvyys	45 cm
Ruokalevyn mitat	36 x 53 cm
Luku- ja ruokailutason korkeussäätöalue	78,2 - 106,2 cm
Alarungon korkeus	14,5 cm
Ruokalevyn maksimikuormitus (SWL)	10 kg
Paino	7,9 kg
Pyörät	Kaksoispyörät 75 mm, erillislukittavat
Luku- ja ruokailutaso	Komposiittimuovia



LOJER® For easy care

© Lojer Group 2020. Kaikki oikeudet pidätetään | Lojer Group, Putajantie 42, 38210 Sastamala | Tel. + 358 10 830 6700 | myynti@lojer.com | www.lojer.com

Lojer-konsernin tarina sai alkunsa vuonna 1919, kun peltiseppä Niilo Ranni perusti Vammalan Konepajan. Aluksi konepajassa korjattiin muun muassa lastenrattaita. Nykyään yhtiö on Pohjoismaiden suurin sairaalalakusteiden valmistaja ja tuotteitamme on käytössä 115 maassa