

# Suihkupaari 4310 Veera

Kestävä ja helppokäyttöinen



Tukevassa Venla-suihkupaarissa on hydraulinen korkeussäätö jalkapolkimilla säätöalueelle 54 - 87cm. Vaunuun kuuluu lämpöeristetyt pehmusteet ja tynny. Kaiteiden ohjaus toimii helposti molemmista päistä.

Vaunun runko on ruostumatonta terästä ja epoksimaalipinnoitettua. Vaunussa on vakiona kestävä ja laadukkaat 150 mm vesitiiviit pyörät sekä suuntapyörälukitus keventämään ja helpottamaan käytäväkuljetuksia osastolla. Vaunu voidaan kallistaa tyhjennysasentoon kaasujousella sekä siitä löytyy poistoletku säilytys- ja valumisenestokoukuilla.

**LOJER**<sup>®</sup> For easy care

## Tekniset tiedot ja ominaisuudet

Päämateriaali	Ruostumaton teräs, epoksinnoitettu
Korkeudensäätöalue	54-89 cm
Leveys makuutaso	66 cm
Leveys ulkoreunat	78 cm
Pituus makuutaso	190 cm
Pituus ulkoreunat	204 cm
Alarungon leveys	72 cm
Alarungon pituus	114 cm
Kaiteiden kääntökulma	0-190°
Tyhjennysasennon kääntökulma	0-6°
Paino	74 kg
Kuormitettavuus	190 kg
CE-merkintä	Kyllä
Valmistusmaa	Suomi



**LOJER**® For easy care

© Lojer Group 2020. Kaikki oikeudet pidätetään | Lojer Group, Putajantie 42, 38210 Sastamala | Tel. + 358 10 830 6700 | myynti@lojer.com | www.lojer.com

Lojer-konsernin tarina sai alkunsa vuonna 1919, kun peltiseppä Niilo Ranni perusti Vammalan Konepajan. Aluksi konepajassa korjattiin muun muassa lastenrattaita. Nykyään yhtiö on Pohjoismaiden suurin sairaalalalusteiden valmistaja ja tuotteitamme on käytössä 115 maassa