

Массажные столы Lojer 110-115 серии Capre

Исключительная функциональность

Модульная конструкция, широкий диапазон регулировок, бесшумность и прочная конструкция делают эти столы функциональными и комфортными. Легкие в эксплуатации опоры для рук, боковые опоры, бесступенчато регулируемая ножная секция создают эргономичное и безопасное пространство для работы. Все массажные столы Lojer в качестве обивки имеют высококачественный кожзаменитель SKAI.

Стол series Capre – несомненные лидеры на рынке. Великолепный дизайн и безопасность



Lojer 110 Capre




Lojer 115 Capre



QR код для просмотра
видео, ссылка
<http://youtu.be/TwpOU91j7iE>

Массажные столы Lojer серии Capre	Lojer 110E	Lojer 110H	Lojer 115E	Lojer 115H
Количество секций	3	3	5	5
Ширина (см)	55,65,75	55,65,75	55,65,75	55,65,75
Кожзаменитель SKAI Fashion (16 цветов)	•	•	•	•
Кожзаменитель SKAI Clinica (3 цвета)	опция	опция	опция	опция
Анатомический дизайн ложа	опция	опция	опция	опция
Регулируемые опоры для рук (пневмопривод)	-	-	•	•
Боковые опоры	опция	опция	опция	опция
Регулируемая головная секция (пневмопривод)	•	•	•	•
Головная секция с двойной артикуляцией	-	-	опция	опция
Подъем ножной секции вверх (пневмопривод)	+70°/-12°	+70°/-12°	+70°/-12°	+70°/-12°
Позиция дренаж (пневмопривод)	опция	опция	опция	опция
Позиция дренаж (электропривод)	опция	-	опция	-
Центрально-регулирующиеся колеса (Ø75мм.)	опция	опция	опция	опция
Упор для регулировки на неровной поверхности	•	•	•	•
Диапазон регулировки высоты	45-92	49-90	45-92	49-90
Электропривод высоты	•	-	•	-
Гидропривод высоты	-	•	-	•
Дополнительный ручной или ножной пульт управления	опция	-	опция	-
Педаль в виде рамы для регулировки высоты стола	опция	-	опция	-
Держатель одноразовых простыней (50 или 60 см.)	option	опция	опция	опция
Аккумуляторная батарея	опция	-	опция	-
Безопасная рабочая нагрузка	210 кг.	210 кг.	210 кг.	210 кг.
Регистрационное удостоверение Росздравнадзора	•	•	•	•
Гарантия (лет)	2/10	2/10	2/10	2/10
Страна производства	Финляндия	Финляндия	Финляндия	Финляндия

• =стандарт - =недоступно



Lojer 115E с регулируемыми опорами для рук



Lojer 110/115 регулируемая ножная секция



Позиция дренаж (пневмопривод или электропривод)



Боковые опоры



Варианты формы ложа



Варианты цветовых решений

<http://www.lojer.com/service/material-options>

LOJER® For easy care

Представительство в России – ООО «Лойер Медикал» Россия, Москва, ул. Вере́йская 29 стр. 134
Тел. +7 (495) 725 06 95 | russia@lojer.com | www.lojer.com