

# Capre M hoitopöytä

Erottuva vaihtoehto perushoitopöydälle

Tukeva ja helppokäyttöinen Lojer Capre M on muotoilunsa ja väri-  
vaihtoehtojensa ansiosta piristävä uutuus peruspöytätarjontaan.  
Laadukas, sähkötoiminen Lojer Capre M on suunniteltu erityisesti  
hieronnassa ja perusfysioterapian tarpeisiin ja se edustaa hinta-laatu-  
suhteeltaan markkinoiden kärkeä.

Kaikissa Lojer Capre -hoitopöydissä on laadukas ja kestävä SKAI  
-verhoilu. Selkeiden pintojen ja koteloitun moottorin ansiosta pöydän  
puhtaanapito on helppoa. Uutuutena Capre M on saatavissa myös  
hydraulisena mallina.

*Lojer Capre on  
hoitopöytien muotoilun  
ja turvallisuuden  
suunnannäyttäjä.*



Lojer Capre M -hoitopöytä




Skannaa esittelyvideon  
QR koodi tai katso:  
<http://youtu.be/TwpOU91j7IE>

**LOJER**® For easy care

Lojer Capre M	Capre M2	Capre M2H	Capre M4	Capre M4H
Pöytätason osat	2	2	4	4
Leveys (cm)	55,60,65,80	55,60,65,80	55,60,65,80	55,60,65,80
Verhoilu SKAI Fashion (13 vaihtoehtoa)	•	•	•	•
Verhoilu SKAI Clinica (3 vaihtoehtoa)	optio	optio	optio	optio
Käsinojat portaattomalla yhden käden säädöllä	-	-	•	•
Sivulevikkeet pikalukituksella	optio	optio	optio	optio
Pääosan säätö kaasujousella	•	•	•	•
Kaksoissaranoitu pääosa	-	-	optio	optio
Keskuslukittavat kaksoispyörät (Ø 75 mm)	optio	optio	optio	optio
Lattian suoruuden säätö	•	•	•	•
Korkeussäätöalue (cm)	45-92	49-90	45-92	49-90
Sähköinen korkeuden säätö jalkapedaalilla	•	-	•	-
Ylimääräinen käsi- tai jalkaohjain	optio	-	optio	-
Place-free korkeudensäätökehikko	optio	-	optio	-
Pyöreäputkinen alarunko	•	•	•	•
Paperirulla -teline (50 tai 60 cm)	optio	optio	optio	optio
Akkukäyttö	optio	-	optio	-
Suurin potilaspaino (SWL)	210 kg	210 kg	210 kg	210 kg
MDD direktiivin mukainen CE-merkintä	•	•	•	•
Takuuaika (vuotta)	2/10	2/10	2/10	2/10
Valmistusmaa	Suomi	Suomi	Suomi	Suomi

Merkkien selitykset: • =mallissa oleva ominaisuus optio =saatavissa lisävarusteena - =ei saatavissa tähän malliin



Capre M4 käsinojat kaasujousisäädöllä



Pikalukittavat sivulevikkeet



Paperirullateline



Pyöräsarja ja korkeudensäätökehikko



Capre M2 Chili, pyöräsarja ja korkeudensäätökehikko




Capre M4 Platin, pyöräsarja ja korkeudensäätökehikko



Capre M4H Ocean, korkeussäätö jalkapumpulla



Capre M4 River, korkeudensäätökehikko, pyöräsarja ja sivulevikkeet



Verhoiluvaihtoehdot M2, M4



### Katso verhoiluvaihtoehdot:

[www.lojer.com/fi/palvelut/materiaalivaihtoehdot](http://www.lojer.com/fi/palvelut/materiaalivaihtoehdot)