

CARENA™

Lojer Merivaara Carena konepestävä sairaalasänky

Puhtaasti kotimainen sairaalasänky



Tärkeimmät ominaisuudet:

1. Kuormitettavuus (Safe Working Load SWL) 330 kg
2. Eri osien samanaikainen liikkuminen (esim. nosto ja selkäosa)
3. Loistava ergonomia sekä sairaanhoitajalle että potilaalle

Suosituksessa Carena-sängyssä yhdistyvät kaikki terveydenhuollon ammattilaisten toivomat ominaisuudet niin ergonomian kuin potilasturvallisuuden osalta. Carena-sängystä on nyt saatavana myös erityisesti koneelliseen vesipesuun soveltuva malli.

Uusi konepestävä Carena sänky täyttää tiukatkin standardit ja hygieniakriteerit. Carena on siten ihanteellinen valinta niin ensiapuun ja teho-osastolle kuin pitkäaikaishoitoonkin. Sängyn runko osien korroosionsuojapinnoite estää ruostumisen ja sähköisten laitteiden tiiveysluokka IP66W pidentää niiden käyttöikää. Lisäksi kaksoispyörät parantavat sängyn liikuteltavuutta.

LOJER® For easy care



Konepestävän Carenan makuutaso on metalliverkkoa.



Jarrupolkimen muotoilun ansiosta jarrun lukitseminen ja vapauttaminen on vaivatonta. Kaksoispyörä parantaa sängyn liikuteltavuutta.



Oikeat ja muunneltavat hoitoasennot ovat tärkeitä potilaiden hyvinvoinnille. Neliosaisen makuutason ansiosta niiden toteuttaminen on helppoa. Sänkyyn ja sängystä nouseminen on potilaille helppoa.



Trendelenburg-säätöä käytetään usein apuna asentohoidoissa. Sängyn pystysuora nostoliike ei vaadi lisää tilaa, joten asentoa pystyy muuttamaan myös ahtaissa paikoissa. Sängyn ainutlaatuinen nostomekanismi on patentoitu.



Lisävarusteena saatava yövalo luo turvaa myös pimeään aikaan. Kuvassa Futura Plus -sänky, valo on sama kuin Carenassa (ei suunniteltu konepestäväksi).



Lisävarusteena saatava potilaspaneeli toimii myös käteväenä lukuvalona. Kuvassa Futura Plus -sänky, paneeli ja valo ovat samat kuin Carenassa (ei suunniteltu konepestäväksi).



Erityisominaisuudet	Hyödyt:
Sängyn runko-osien korroosionsuojapinnoite	Estää ruostumisen
Sähköisten laitteiden tiiveysluokka IP66W	Pidentää sähköisten osien käyttöikää
Antibakteerinen pinnoite	Estää bakteerikasvustoa
Kaksoispyörät 150mm	Helppo siirtää osastolta konepesulinjalle ja takaisin
Korkea kuormitettavuus (SWL) 330 kg	Sopii myös isokokoisille potilaille
Korkeuden säätöalue 34-84 cm (150 mm pyörillä)	Verratonta ergonomiaa potilaille ja hoitajille
Kevyt jarrujärjestelmä	Helpottaa sängyn käyttöä
4-osainen makuutaso, sähköiset säädöt	Helpottaa sängyn käyttöä
Monipuoliset lisävarusteet	Potilaat voivat säätää sänkyä itse. Monipuoliset, hoitotyötä tukevat asennot.

Tekniset tiedot ja ominaisuudet	
Kokonaisleveys kaiteilla	90 cm
Makuutason leveys	85 cm (optiona 80 ja 90 cm)
Kokonaispituus	215 cm
Korkeuden säätöalue	34 - 84 cm
Tuotteen paino	100 - 110 kg
Suosittelava patjakoko	80 x 200 cm (85 cm makuutasolle)
Pyörät	Ø150 mm keskuslukittavat kaksoispyörät : 2 pedaalia ja jarrukaari jalkopäässä
Suurin sallittu potilaspaino	300 kg
Kuormitettavuus (Safe Working Load SWL)	330 kg
Trendelenburg/Anti-Trendelenburg	12° / 6°
Selkäosan säätö	0 - 70°
Jalkaosan säätö	0 - 29°
Pohje-/sääriosan säätö	0 - 24°
Suojausluokka (IP)	IP66W
Muut vakio-ominaisuudet	Käsiohjain makuutaso metallia kulmarullat pystysuora nousuliike eri osien samanaikainen liikkuminen (esim. nosto ja selkäosa)
CE-merkintä	Kyllä
Valmistusmaa	Suomi

Tehdasasenteiset konepestävät optiot:

- Kohottautumisteline
- Nesteenantoteline: 4- ja 2-koukkuinen
- Akku
- Happipulloteline
- Adapteri nousutuelle ja potilaan ohjauspaneeliin
- Sähköjohtopidike

Muut lisävarusteet (ei konepesua):

- Irrotettava sängyn pääty: valkoinen, vaalean sininen, vaalean vihreä, pyökki tai koivu. Kehysputki kromattu tai epoksoitu harmaa.
- Petaustaso / alastaittava sängyn pääty: valkoinen, vaalean sininen, vaalean vihreä, pyökki tai koivu. Kehysputki kromattu tai epoksoitu harmaa.
- Pitkä kokoontaittava sivukaidepari: kromattu tai maalattu hopea
- 3/4 sivukaidepari: kromattu tai maalattu hopea
- Potilaspaperikori (sängyn päättyyn)
- Monitori- / kirjoitustaso
- Dreenipussiteline
- Virtsapulloteline
- Lisävarustekisko



LOJER® For easy care